




移液吸头


应用方向

- 定量转移液体的常规消耗品，在生物、化学等有移液操作的实验方向领域。
- 细胞培养类实验室液体转移，加液，吸液或其他工作移液转移用。

主要客户群体方向

- 临床诊断实验室，生物技术实验室，药学和化学实验室，环境实验室食品实验室，所有涉及细胞培养类实验操作的客户。
- 科研高校实验室、工业客户转移液体，医院检验科取样等





微量离心管

- 标准尺寸：适用于市面上常用移液器
- 内壁光滑：液体残留降到最低、确保吸液的准确性
- 优质原料：进口 PP 料，符合 USP Class VI 标准
- 优质滤芯：选用纯净超高分子聚乙烯，独特的加工工艺
- 超强疏水性：内表面光滑，低挂壁低残留
- 优化孔径：保证样品吸取流畅
- 先进技术：超精细打磨成型技术，无需脱模剂脱模
- 创新设计：保证产品良好的柔韧性、密封性和兼容性
- 标准车间：十万级无尘车间，确保产品无热原、无 DNase/RNase
- 透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面
- 耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取
- 独立标识：每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源
- 滤芯吸头适用于挥发性及含病原微生物的样本，疏水滤芯对气溶胶形成坚固的屏障，消除样品对移液器的交叉污染风险

● 袋装吸头（未灭菌）

容量规格(µL)	常规吸头			滤芯吸头		
	颜色	包装规格	产品编号	颜色	包装规格	产品编号
10	透明	1000支/包, 20包/箱	301006	透明	1000支/包, 10包/箱	311001
10加长	透明	1000支/包, 10包/箱	314001		/	/
100	/	/	/		1000支/包, 10包/箱	316001
200	黄色	1000支/包, 20包/箱	302106		1000支/包, 10包/箱	312001
300	透明	1000支/包, 10包/箱	305006		/	/
1000	蓝色	1000支/包, 5包/箱	303206		1000支/包, 5包/箱	313006
1250	透明	500支/包, 10包/箱	304006		500支/包, 10包/箱	313001

● 盒装吸头（灭菌）

容量规格(µL)	常规吸头			滤芯吸头		
	颜色	包装规格	产品编号	颜色	包装规格	产品编号
10	透明	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	301016	透明	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	311012
10加长	/	/	/		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	314016
20	/	/	/		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	310012
100	/	/	/		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	316012
200	黄色	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	302116		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	312012
300	透明	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	305016		/	/
1000	蓝色	100支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	303216		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	313016
1250	透明	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	304016		96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱	313012

● 盒装吸头（灭菌）

适配吸头规格(µL)		中板孔数	包装规格	产品编号
常规吸头	滤芯吸头			
10		96	50个/箱	351001
200	20\100	96	50个/箱	351101
300	200	96	50个/箱	351401
1000	1000	100	50个/箱	351201
1250	1250	96	50个/箱	351301

