

方型试剂瓶及密闭系统

👉 应用方向

●耐思PET/PETG方型试剂瓶规格齐全，可广泛应用于生物制药、生物技术公司、试剂研发机构等企事业单位，是培养基、血清、缓冲液、中间产物、试剂储存和运输的理想容器。

👉 主要客户群体方向

●新增液体输送系统，为制药、生物技术和实验室等提供无菌输送解决方案，实现液体的封闭式导入。



方型试剂瓶



方型试剂瓶密闭液体输送系统





● 产品特性

- 盖子: 模具精心设计, 盖子为一次成型, 无需内垫, 与瓶体紧密贴合, 密封性更好
- 瓶颈: 圆滑瓶颈扣环降低瓶内物滞留
- 瓶身: 瓶身透明度高, 机械强度高, 抗冲击力强, 利于观察与运输, 瓶壁内表面光滑, 最大限度的减少残留, 瓶壁厚度均一, 防破裂和防穿孔性能更佳
- 瓶底: 瓶底有易于清洁的弧形内角, 底部注塑有原材料信息
- 优质原材料: 材质耐受性强, 耐低温, 抗紫外线, 不易开裂
- 无菌保证: 无细胞毒性、无热原, 不含动物源性成分, 电子束灭菌, SAL=10⁻⁶



双层袋装



双层袋装大包装



托盘装

- 双层装** • 增强保护: 双层包装可以提供更多的保护层, 防止产品在运输过程中受到挤压、震荡、碰撞等外力损坏, 提高产品的安全性
- 增加耐久性: 双层包装可以增加产品的耐用性和使用寿命, 使产品更加耐用
 - 迎合客户要求: 满足生物实验室GMP净化车间物料进入要求。
- 大包装** • 降低单位成本: 大包装可以减少包装材料和人工成本, 降低单位产品的包装成本
- 提高效率: 大包装可以减少大规模灌装客户群体装卸作业次数, 提高上机效率, 降低操作人员劳动强度。
- 托 装** • 装产品采用塑封设备塑封整托, 可以有效地保护商品, 减少产品之间碰撞, 防止污损和丢失
- 通过高层堆叠, 可以有效利用贮存空间

● 方形试剂瓶订购信息

容量(mL)	双层袋装			双层袋大包装		托盘装			
	包装	PET	PETG	PC	包装	PET	包装	PETG	PC
30	5个/袋 40个/箱	/	354111	354314	/	/	40个/托 280个/箱	354113	354313
60	6个/袋 48个/箱	354611	354511	354714	40个/袋 200个/箱	354614	40个/托 200个/箱	354513	354713
125	6个/袋 48个/箱	353611	353511	353314	24个/袋 192个/箱	353614	24个/托 96个/箱	353513	353313
250	6个/袋 48个/箱	352611	352511	352314	30个/袋 120个/箱	352614	30个/托 60个/箱	352513	352313
500	8个/袋 24个/箱	333001	333511	333314	20个/袋 80个/箱	333004	20个/托 40个/箱	333513	333313
500(方肩款)	8个/袋 24个/箱	333621	/	/	20个/袋 80个/箱	333624	/	/	/
1000	4个/袋 12个/箱	334001	334511	334314	12个/袋 48个/箱	334004	12个/托 24个/箱	334513	334313
2000	6个/袋 12个/箱	/	355114	355314	/	/	/	/	/
5000	1个/袋 6个/箱	/	/	355714	/	/	/	/	/

Square Storage Bottle Closed System Solution 方形试剂瓶密闭系统

如何定制符合您需求的方形试剂瓶密闭系统，需要以下几个步骤：

或者线上定制系统
生成定制图
通过访问 www.cell-nest.com
提出您的需求。



步骤1




- 选择瓶体容量
- 选择瓶体材质



步骤2




- 选择盖子类型



步骤3



- 选择管路尺寸/长度
- 选择管路材质



步骤4



- 选择膜面积
- 空气滤器 (PVDF膜)



步骤5



- 选择接头类型
- ① 鲁尔接头 (公母)
 - ② MPC接头 (公母)
 - ③ 热封 (无接头)



完成选择, 将您的选择告知我们的销售或产品工程师。

方型试剂瓶密闭液体输送系统



双向转移盖密闭系统



方形试剂瓶双向转移盖



三通转移盖密闭系统



方形试剂瓶三通转移盖

● 产品介绍

NEST新增液体输送系统,为制药、生物技术和实验室等提供无菌输送解决方案,实现液体的封闭式导入。接口采用标准鲁尔头,操作便捷,管路TPE材质符合工业制药企业要求,已由认证第三方按照BPOG全套溶出物测试准则进行溶出物测试。

● 产品特性

- 管路多种规格,品种齐全
- 转移盖一体注塑成型,通用性强,可适配其他品牌
- 瓶身PETG材质,透明度高,机械强度高,耐低温,抗紫外线,利于观察与运输
- 瓶口独特的外部厚衣领设计,便于实验中的密封操作
- 无细胞毒性、无热原,不含动物源性成分

● 方形试剂瓶密闭系统订购信息

容量(mL)	转移盖类型	管路信息			接口	0.22µm滤器膜面积	个/箱	产品编号	
		材质	长度	管径				密闭系统	转移盖
250	双向转移盖	硅胶管	60cm	TPE 1/4"ID, 3/8"OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C50921-BHB060A	C50921-BHB060B
				TPE 1/4"ID, 3/8"OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C50921-BBB060A	C50921-BBB060B
				TPE 1/8" ID, 1/4" OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C50922-AGB060A	C50922-AGB060B
				TPE 1/8" ID, 1/4" OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C50922-AAB060A	C50922-AAB060B
500	双向转移盖			TPE 1/4"ID, 3/8"OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C51021-BHB060A	C51021-BHB060B
				TPE 1/4"ID, 3/8"OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C51021-BBB060A	C51021-BBB060B
				TPE 1/8" ID, 1/4" OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C51022-AGB060A	C51022-AGB060B
				TPE 1/8" ID, 1/4" OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C51022-AAB060A	C51022-AAB060B
1000	双向转移盖	TPE 1/4"ID, 3/8"OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C51121-BHB060A	C51121-BHB060B		
		TPE 1/4"ID, 3/8"OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C51121-BBB060A	C51121-BBB060B		
		TPE 1/8" ID, 1/4" OD	鲁尔母接头	4.5 cm ²	10	C51122-AGB060A	C51122-AGB060B		
		TPE 1/8" ID, 1/4" OD	MPC阳接头	4.5 cm ²	10	C51122-AAB060A	C51122-AAB060B		
	三通转移盖	TPE 1/8" ID, 1/4" OD	鲁尔母接头带鲁尔塞	4.5 cm ²	10	C511AB-AGB060A	C511AB-AGB060B		
	2000	双向转移盖	TPE 1/4"ID, 3/8"OD	鲁尔母接头	13.8 cm ²	4	C50123-BHC060A	C50123-BHC060B	
TPE 1/4"ID, 3/8"OD			MPC阳接头	13.8 cm ²	4	C50123-BBC060A	C50123-BBC060B		
三通转移盖		TPE 1/4"ID, 3/8"OD	鲁尔母接头	13.8 cm ²	4 双层包装	C501AA-BHC060A	C501AA-BHC060B		
5000		双向转移盖	TPE 1/4"ID, 3/8"OD	热封	13.8 cm ²	2	C50423-BZC060A	C50423-BZC060B	
	三通转移盖	TPE 1/4"ID, 3/8"OD	热封	13.8 cm ²	2 双层包装	C504AA-BZC060A	C504AA-BZC060B		

